

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

BeautyDock+™ | ALL-IN-ONE SKIN DEVICE



STRAFFEND
FIRMING



REGENERIEREND
REVITALIZING



STÄRKEND
STRENGTHENING



ABSCHWELLEND
DEPUFFING



DEFINIEREND
CONTOURING


Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deiner BeautyDock+™ | All-in-One Skin Device von Rosental Organics!

Bevor du dein neues Tool verwendest, lies dir bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre sie für zukünftige Referenz auf.

Um sicherzustellen, dass du dieses Produkt korrekt verwendest, lies bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du es verwendest. Die Sicherheitshinweise helfen dir, dieses Produkt korrekt zu verwenden, um persönliche Verletzungen oder Sachschäden für dich oder andere zu vermeiden. Die Sicherheitshinweise findest du im Folgenden. Bitte beachte die entsprechenden Bestimmungen!


PRODUKTÜBERSICHT

LIEFERUMFANG



PRODUKTÜBERSICHT

Die LED-Anzeige zeigt den Batteriestand an, wenn die Batterie fast leer ist oder das Gerät gerade geladen wird.




PRODUKTÜBERSICHT

AUFSÄTZE

Das Gerät erkennt den jeweiligen Aufsatz automatisch und wechselt selbstständig in den passenden Modus.


SCALP-AUFSATZ:

Ideal zur entspannenden und stimulierenden Kopfhautpflege.




FACE-AUFSATZ:

Unterstützt das Straffen der Haut und das Definieren der Gesichtskonturen.





BODY-AUFSATZ:

Zur gezielten Pflege und Straffung der Körperpartien.




Setze den gewünschten Aufsatz vorsichtig in die passenden Schlitz im Gehäuse ein, bis er sicher einrastet. Beim Einsetzen der Aufsätze muss die jeweilige Beschriftung „FACE/BODY/SCALP“ nach unten ausgerichtet sein. Zum Austausch kannst du den aktuellen Aufsatz einfach abnehmen und durch den gewünschten ersetzen. Das Gerät erkennt automatisch den neuen Aufsatz und wechselt in den passenden Modus.





PRODUKTÜBERSICHT

LADESTATION



Die Ladestation ist nicht wasserdicht. Bewahre sie stets an einem trockenen Ort auf. Die Ladestation darf niemals in feuchter Umgebung oder im Badezimmer verwendet werden.



KONTAKTLADUNG:

Stecke den USB-C-Ladekabelstecker vollständig in den Ladeanschluss der Station. Setze anschließend die Haupteinheit gerade in die Station ein und achte darauf, dass sie vollständig eingesetzt und korrekt verbunden ist. Die LED-Anzeige leuchtet auf, was bedeutet, dass das Gerät erfolgreich mit Strom versorgt wird.

PLUG-IN-LADUNG:

Wenn der USB-C-Ladekabelstecker vollständig in den Ladeanschluss der Haupteinheit eingesteckt ist, leuchtet die LED-Anzeige auf und signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet und mit Strom versorgt wird.

Wenn alle 5 Leuchten der Gang-Anzeige dauerhaft leuchten, ist die Batterie vollständig geladen.

Bei niedrigem Batteriestand vibriert das Gerät 5-mal und die 5 LED-Leuchten blinken 5-mal.

Das Gerät darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Das Produkt sollte zum Laden auf einer ebenen Fläche liegend oder in der Ladestation aufbewahrt werden.

MODUS

Das Gerät erkennt automatisch das aufgesetzte Attachment. Sobald du das gewünschte Attachment (Face, Body oder Scalp) auf das Gerät aufsetzt, wird der passende Modus automatisch aktiviert.

MODUS	ANWENDUNGS- BEREICH	ANWENDUNGS- DAUER	ANWENDUNGS- EMPFEHLUNG	INTENSITÄT
GESICHT	Gesicht und Hals	10 Minuten	3-4 Mal pro Woche, jeweils max. 20 Minuten	5 Intensitätsstufen
KÖRPER	Körper (Arme, Oberschenkel, Arme, Rücken, Bauch usw.)	10 Minuten	3-4 Mal pro Woche, jeweils max. 20 Minuten	
KOPFHAUT	Kopfhaut	10 Minuten	1x täglich, max. 30 Minuten insgesamt	

HINWEIS: VOR DER ANWENDUNG

- Das Gefühl von Wärme, leichten Stromstößen oder Vibrationen während der Anwendung der **BeautyDock+**™ ist normal und gewollt. Diese Technologien aktivieren die Hautzellen, fördern die Kollagenproduktion und unterstützen die Gesundheit der Kopfhaut.
- Überprüfe vor jeder Anwendung die **BeautyDock+**™. Bei offensichtlichen Schäden darf das Gerät nicht verwendet werden. Wenn das Gerät durch Stöße oder Stürze beschädigt wird, stelle die Nutzung sofort ein. Wenn das Tool durch Stöße oder Stürze beschädigt wird, bitte nicht weiter verwenden.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden. Verwende ausschließlich die mitgelieferten Ladestation und Kabel zum Aufladen der **BeautyDock+**™. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt während des Ladevorgangs. Das Ladekabel nicht drehen, knicken, gewaltsam herausziehen, um das Gerät wickeln oder anderweitig beschädigen, da dies zu Feuer oder Kurzschluss führen kann. Wenn das Ladekabel beschädigt ist oder heiß wird, die Verwendung sofort einstellen.
- Bewahre es nicht in der Nähe von Feuerquellen oder bei sehr hohen Umgebungstemperaturen auf. Halte das Tool beim Gebrauch von starken elektromagnetischen Feldern, wie Induktion, fern. Vermeide den Kontakt mit starken elektromagnetischen Feldern, wie bei Induktionsgeräten.

HINWEIS: VOR DER ANWENDUNG

- Direkte Anwendungen auf Augen, Augäpfel, Wunden, Kunststoffteilen, Hals, Kehlkopf oder über dem Herzen sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen: Schaul nicht direkt in das LED-Licht. Stelle sicher, dass die LED-Lichter während der Anwendung nicht in die Augen strahlen. Sollte es bei unsachgemäßer Anwendung oder nach der Anwendung zu unerwünschten Hautreaktionen oder anderen Beschwerden kommen, wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.
- Die LED-Rotlichttherapie wirkt in der Dermis, wobei die Energie exakt auf einen sicheren Bereich begrenzt ist und die Haut nicht schädigt.
- Das Gerät sollte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere oder stillende Frauen, Personen mit Allergien, Hautverletzungen, Ekzemen, Schwellungen, Hautkrankheiten, atopischer Dermatitis oder empfindlicher Haut geeignet. Ebenso sollten Menschen mit geistigen Erkrankungen, Herzschrittmachern oder anderen Geräten, Personen mit Fieber, Herzkrankheiten, schweren oder akuten Krankheiten, bösartigen Tumoren, Tuberkulose oder Bluterkrankungen dieses Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern (0-8 Jahre) und stelle sicher, dass diese keine Wartung oder Reinigung am Gerät durchführen.
- Die **BeautyDock+™** nicht selbst ändern, zerlegen oder reparieren. Für Reparaturen wende dich bitte direkt an den Inverkehrbringer oder Hersteller. Verwende keine Zubehörteile, die nicht Teil des Lieferumfangs sind.
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät für den Hausgebrauch, kein medizinisches Gerät, und nicht für diagnostische, therapeutische Zwecke bestimmt.


ANWENDUNG: VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Führe vor deiner ersten Anwendung einen Sensibilisierungstest durch:

1. Platziere die **BeautyDock+™** auf deinem inneren Arm.
2. Halte die ON/OFF-Taste gedrückt, bis die Lichter leuchten, und lasse das Gerät für das vollständige Behandlungsprogramm durchlaufen.
3. Stelle sicher, dass du das Gerät auf der niedrigsten Stufe testest.
4. Falls deine Haut sich zu irgendeinem Zeitpunkt zu heiß oder unangenehm anfühlt, schalte das Gerät sofort aus und entferne es.
5. Warte nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Wenn Rötungen oder Juckreiz an deinem inneren Arm auftreten, ist die **BeautyDock+™** möglicherweise nicht für dich geeignet. Halte vor der Anwendung bitte Rücksprache mit deinem Arzt.



Dieses Produkt leitet Strom, indem sowohl die positiven als auch die negativen Elektroden gleichzeitig die Haut berühren. Wenn die Elektroden oder die gesamte Elektrode die Haut berühren, erfolgt eine effektive Stromzufuhr.




Bei Verwendung des Aufsatzes für das Gesicht:

Versuchen Sie, die Behandlungsfläche so vollständig wie möglich auf der Haut aufzulegen und vermeiden Sie, dass sie während der Anwendung schwebt.



Bei Verwendung des Aufsatzes für den Körper:

Versuchen Sie, die Behandlungsfläche möglichst nah an der Haut anzulegen und vermeiden Sie, dass sie schwebt.




Bei Verwendung des Aufsatzes für die Kopfhaut:

Versuchen Sie, die gesamte Seite des Bürstenkopfs an die Kopfhaut anzulegen und vermeiden Sie, dass er während der Anwendung schwebt.





MODUS 1:

GESICHT

1. Setze den Aufsatz für das Gesicht auf und halte die Ein-/Aus-Taste für 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das rote Licht sowie das Infrarotlicht schalten sich ein.



2. Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Anwendung zu starten. Es wird empfohlen, mit Stufe 1 zu beginnen und die Stufe entsprechend der Hautempfindlichkeit anzupassen. Die Stufen wechseln in folgender Reihenfolge: „1-2-3-4-5-1-2...“.
3. Gesichtsmassage-Technik: Folge den Massagebewegungen auf der Abbildung. Schritte ① bis ④ bilden einen kompletten Bewegungszyklus. Wiederhole diesen 2-3 Mal pro Gesichtshälfte. Die gesamte Behandlungsdauer beträgt ca. 10 Minuten für beide Gesichtshälften. Nach Beendigung der Pflege vibriert das Gerät zweimal zur Erinnerung und schaltet sich automatisch aus.




- ① **Stirn:**
In Zickzack-Bewegungen von der Mitte der Augenbrauen zu den Schläfen streichen.
- ② **Wangen:**
Von den Mundwinkeln in Richtung Ohren gleiten.
- ③ **Nasolabialfalten:**
Entlang der Nasolabialfalten nach oben gleiten, anschließend zu den Schläfen streichen.
- ④ **Kinnlinie:**
Vom Kinn in Richtung Ohrfläppchen streichen.




-
4. Zum Ausschalten halte die Ein-/Aus-Taste erneut für 1,5 Sekunden gedrückt. Danach den Aufsatz abnehmen.

MODUS 2: KÖRPER

1. Nachdem du den Aufsatz für den Körper angebracht hast, halte die Ein-/Aus-Taste für 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät vibriert kurz und das rote LED-Licht leuchtet als Startsignal auf.
2. Drücke die Ein-/Aus-Taste kurz, um die Behandlung zu starten. Starte am besten mit Stufe 1 und passe die Stufe je nach Hautempfindlichkeit an. Die Stufen wechseln in folgender Reihenfolge: „1-2-3-4-5-1-2...“.




3. Punktmassage-Technik: Hier am Beispiel von Schultern und Nacken (siehe Abbildung). Schritte ① bis ③ bilden eine Massage-Einheit. Gehe dabei folgendermaßen vor: Drücke jeden Punkt etwa 8 Sekunden lang, wiederhole die Schritte 2-3 Mal pro Seite in der angegebenen Reihenfolge. Die gesamte Pflegezeit für beide Seiten beträgt ca. 10 Minuten. Nach der Massage vibriert das Gerät zweimal und schaltet sich automatisch aus.



- ① **Schulter:**
Beginne am Nackenansatz und arbeite dich von innen nach außen in Richtung Arme vor.
- ② **Nacken:**
Drücke mit leichtem Druck entlang des Nackens von oben nach unten.
- ③ **Rücken/Trapezmuskel:**
Starte am Nackenansatz und arbeite dich punktuell vom Inneren nach außen in Richtung Trapezmuskel vor.

MODUS 2: KÖRPER


4. Gleitmassage-Technik: Für andere Körperbereiche kannst du dich an den folgenden Techniken (siehe Abbildung) orientieren:
-






- ① **Bauch:**
Langsam von unten nach oben streichen, um die Bauchpartie zu straffen.
 - ② **Gesäß:**
Langsam von unten nach oben streichen, um Nervenverspannungen zu lösen.
 - ③ **Beine:**
Langsam von unten nach oben und von innen nach außen massieren, um die Beine zu formen und Muskelverspannungen zu lindern.
 - ④ **Arme:**
Langsam von unten nach oben und von innen nach außen massieren, um die Arme zu straffen und Verspannungen zu lösen.
-
5. Halte nach der Massage die Ein-/Aus-Taste erneut für 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Danach kannst du den Körperpflege-Aufsatz abnehmen.

MODUS 3: KOPFHAUT

1. Nachdem du den Aufsatz für die Kopfhaut angebracht hast, halte die Ein-/Aus-Taste für 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät vibriert kurz und das rote LED-Licht leuchtet als Startsignal auf.
2. Drücke die Ein-/Aus-Taste kurz, um die Behandlung zu starten. Starte am besten mit Stufe 1 und passe die Stufe je nach Hautempfindlichkeit an. Die Stufen wechseln in folgender Reihenfolge: „1-2-3-4-5-1-2...“.



3. Massage-Technik für die Kopfhaut: Wie in der Abbildung gezeigt, folgst du diesen drei Schritten für einen kompletten Massagezyklus: Für jede Bewegung solltest du dir etwa 8–10 Sekunden Zeit lassen. Wiederhole den gesamten Zyklus 2–3 Mal pro Seite. Die gesamte Anwendungszeit für die Kopfhaut beträgt ca. 10 Minuten. Nach der Anwendung vibriert das Gerät zweimal und schaltet sich automatisch aus.




- ① Langsam von den Schläfen nach hinten durch das Haar kämmen.
- ② Von den Schläfen in leichtem Zickzack bis zur Höhe über den Ohren kämmen.
- ③ Vom oberen Hinterkopf langsam nach unten bis zum Nacken bürsten – immer nah an der Kopfhaut bleiben.

4. Nach der Massage halte die Ein-/Aus-Taste für 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und nimm den Aufsatz ab.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 3 Minuten im Standby-Modus nicht benutzt wird.

Hinweise:

1. Nicht direkt und über längere Zeit in das rote Licht schauen – Gefahr einer Augenverletzung!
2. Die Metallzinken des Kamms niemals im Augenbereich verwenden.
3. Die empfohlene Anwendungsdauer pro Behandlungszone beträgt 10 Minuten, maximal jedoch 30 Minuten.
4. Nach der Anwendung das Gerät mit einem leicht feuchten Papiertuch oder einem weichen Tuch reinigen.



REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Um die beste Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, stelle das Gerät nach jeder Anwendung in die Ladestation. So vermeidest du Staubansammlungen oder versehentliche Beschädigungen.

Zur Reinigung wischst du das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.

Die Aufsätze kannst du bei Bedarf vorsichtig mit Wasser abspülen und danach mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Wichtig: Die Ladestation ist nicht wasserdicht! Ziehe vor der Reinigung den Stecker und wische die Station vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.

BATTERIE

Die **BeautyDock+™** wird von einem integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku betrieben, welche am Ende des Lebenszyklus ordnungsgemäß recycelt werden muss. Bitte halte dich beim Laden des Akkus immer an die korrekte Anweisung, die im Folgenden aufgeführt ist:

1. Schließe das mitgelieferte Type-C-Ladekabel vollständig an den Ladeanschluss des Geräts an. Während des Ladevorgangs beginnt die Intensitätsanzeige zu blinken, beginnend mit der ersten Stufe. Sobald alle drei Anzeigen der Intensitäts-/Akkustandsanzeige dauerhaft leuchten, ist der Akku vollständig geladen. Eine vollständige Ladung dauert etwa 2 Stunden.
2. Lade das Gerät rechtzeitig auf, wenn der Akku schwach ist. Dies wird durch fünfmaliges Blinken aller Modus- und Intensitätsanzeigen sowie fünf Signaltöne signalisiert.
3. Trenne das Gerät nach dem vollständigen Laden von der Stromquelle, um eine Überladung zu vermeiden, die die Batterielebensdauer beeinträchtigen kann.
4. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.
5. Lade das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0°C/32°F und 40°C/104°F auf. Empfohlen wird eine Umgebungstemperatur von 10°C–30°C. Beachte, dass der Ladevorgang in einer Umgebung unter 10°C oder beim Laden über einen Computer langsamer sein kann.
6. Lege das Gerät während des Ladevorgangs auf die Seite und vermeide das Laden in feuchten Umgebungen.
7. Wenn es längere Zeit nicht genutzt wird, empfiehlt es sich, es alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um Schäden am Akku zu vermeiden.

ACHTUNG!

1. Folgende Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden:
 - Personen unter 18 Jahren
 - Schwangere oder stillende Frauen
 - Personen mit Allergien
 - Personen mit Hautverletzungen, Ekzemen, Schwellungen, Hautkrankheiten, atopischer Dermatitis oder empfindlicher Haut
 - Personen mit jeglichen bereits bestehenden Entzündungen
 - Personen mit geistigen Erkrankungen und eingeschränkten geistigen Fähigkeiten
 - Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen Geräten
 - Personen mit Fieber und anderen körperlichen Abnormalitäten, Herzkrankheiten, Blutdruckstörungen, schweren Krankheiten, akuten Krankheiten, bösartigen Tumoren, Tuberkulose, Bluterkrankungen und anderen Symptomen
 - Personen mit Epilepsie oder Hautkrebs-Vorerkrankungen (Rücksprache mit dem Arzt vor Nutzung erforderlich)
 - Personen mit jeglichen bestehenden Entzündungen oder Vorerkrankungen
2. Nicht auf Augen, Augäpfel, Wunden, Kunststoffteilen, vorderen Hals oder Kehlkopf, Tumoren, Ekzemen, über dem Herzen usw. verwenden.
3. Nicht bei bestehenden Entzündungen oder anderen Erkrankungen verwenden.
4. Vermeide die Verwendung des Geräts nach kürzlichen Verletzungen, Operationen oder Ästhetischen Behandlungen, einschließlich Neurotoxin-Behandlungen, dermalen Füllstoffen, Microneedling, Laser- und chemischen Peelings, bis die Haut vollständig verheilt ist.
5. Nach ästhetischen Behandlungen wie Fillern, Hyaluronsäure, Botox etc. halte vor der Verwendung Rücksprache mit deinem Arzt.
6. Solltest du während der Verwendung Unbehagen verspüren, die Anwendung sofort abbrechen und medizinische Hilfe aufsuchen.
7. Überschreite nicht die empfohlene Anwendungsdauer.
8. Die verschiedenen Modi der **BeautyDock+™** können generell hintereinander verwendet werden. Achte aber darauf, dass die Gesamtanwendungszeit nicht überschritten wird.
9. Wenn du empfindliche Haut hast, konsultiere vor der ersten Anwendung deinen Dermatologen.
10. Personen, die allergisch auf Licht oder durch die Verwendung von Medikamenten Lichtallergien haben, dürfen dieses Gerät nicht verwenden.
11. Blicke nicht über einen längeren Zeitraum direkt in das LED-Licht, da dies zu Augenschäden führen kann.

ACHTUNG!

12. Wenn Rötungen oder Schwellungen der Haut länger als 2 Stunden anhalten, beende die Anwendung und kontaktiere einen medizinischen Fachmann.
13. Verwende das Gerät nicht auf offenen Wunden.
14. Verwende das Gerät nicht auf schmerzhafter, erhabener, krustiger oder blutender Haut. Dies könnte ein Zeichen für einen ernsteren Zustand sein und sollte von deinem Arzt überprüft werden.
15. Verwende die **BeautyDock+™** nur für die in den Anwendungsrichtlinien angegebenen Zustände. Das Gerät wurde ausschließlich für diese aufgeführten Zustände getestet, und Risiken für andere Zustände sind unbekannt.
16. Deine Haut kann für zwei oder drei Tage empfindlicher gegenüber Sonnenlicht werden - benutze eine Kopfbedeckung oder trage Sonnenschutz auf.
17. Vermeide den Kontakt mit Wasser während der Anwendung.
18. Stelle sicher, dass deine Hände trocken sind, wenn du die Ladestation anschließt oder vom Strom trennst.
19. Das Tool nicht in der Nähe einer Feuerquelle aufbewahren, erhitzen oder bei sehr hoher Umgebungstemperatur verwenden. An einem normal temperierten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.
20. Wenn das Tool durch Stöße oder Stürze beschädigt wird, bitte nicht weiter verwenden.
21. Das Tool nicht selbst ändern, zerlegen oder reparieren. Für Reparaturen wende dich bitte direkt an den Inverkehrbringer oder Hersteller.
22. Verhindere, dass die interne Batterie mit Haut, Augen oder Mund in Kontakt kommt. Bei Exposition gegenüber Batterieflüssigkeiten Schutzhandschuhe tragen und bei Haut- oder Augenkontakt ärztliche Hilfe suchen.
23. Verwende keine Zubehörteile, die nicht Teil des Lieferumfangs sind.
24. Das Ladekabel nicht drehen, knicken, gewaltsam herausziehen, um das Gerät wickeln oder anderweitig beschädigen, da dies zu Feuer oder Kurzschluss führen kann. Wenn das Ladekabel beschädigt ist oder heiß wird, die Verwendung sofort einstellen.
25. Vermeide den Betrieb des Geräts unter Decken oder Kissen, um eine übermäßige Erwärmung und mögliche Brandgefahren zu verhindern.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Lade das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Vermeide, das Gerät mit einem starken Wasserstrahl abzuwaschen oder es direkt ins Wasser zu tauchen.
3. Verwende keine Stahlwolle, alkalischen Reinigungsmittel, scheuernde Reinigungsmittel, Alkohol, Verdünner, Benzin, Nagellackentferner oder andere ätzende Flüssigkeiten zur Reinigung.
4. Das Gerät verwendet Lithium-Batterien. Bitte lege es nicht in einer feuchten oder hochtemperierten Umgebung über längere Zeit ab oder lagere es dort.
5. Wenn das Tool längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es regelmäßig eingeschaltet und alle drei Monate aufgeladen werden, um die Funktionalität zu prüfen. Vor längerem Nicht-Gebrauch das Tool reinigen und an einem verschlossenen und trockenen Ort aufbewahren.
6. Öffne das Gerät, die Batterien oder das Ladegerät nicht, da dies Risiken eines elektrischen Schlages, Feuers oder der Exposition gegenüber Batteriechemikalien mit sich bringen kann. Die Demontage oder falsche Wiederausammenstellung führt zum Verlust der Garantie.
7. Verwende nur die angegebenen Reinigungsprodukte, um Beschädigungen zu vermeiden.

ENTSORGUNG

1. Vor der Entsorgung das Tool ordnungsgemäß zerlegen und den Akku aus der Fernbedienung entfernen. Schalte hierzu zuerst die Stromversorgung ab.
2. Vorsichtig den Batterieanschluss von der Leiterplatte abziehen und die Batterie herausnehmen.
3. Den Akku separat vom Gehäuse ordnungsgemäß bei einer Recyclingstation gemäß der örtlichen Richtlinien entsorgen.



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Vertreibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben.

Batterien und Akkus, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden.

Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer der Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Lade die Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entlade sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor du sie wieder auflädst.
- Ziehe die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.
- Benutze immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachte stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, klebe die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Wenn während der Nutzung eine Fehlfunktion auftritt, wende dich bitte direkt an den Kundenservice über [**contact@rosental.de**](mailto:contact@rosental.de) und versuche nicht, das Tool selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

GARANTIE

Die nachstehenden Bedingungen, die die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistung für das Produkt **BeautyDock+™** | All-in-One Skin Device von Rosental Organics beschreiben, schränken deine gesetzlichen Rechte bei Mängeln des Produkts nicht ein. Diese gesetzlichen Rechte kannst du unbeschadet unserer Garantie unentgeltlich in Anspruch nehmen. Zusätzlich gewähren wir Endabnehmern des Produkts eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 bis 9) Mängel des Produkts, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn solche Fehler unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.
2. Produktfehler oder Schäden, die durch menschliches Versagen, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung (entgegen dieser Bedienungsanleitung) verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
3. Starke Kollisionen oder Zusammenstöße, zu hohe oder zu niedrige Spannungen der Stromversorgung sowie Produktfehler oder Schäden, die durch unvermeidbare Umstände verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
4. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile am Produkt nach unserem Ermessen (i) unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden (Nachbesserung) oder (ii) das Produkt durch ein mangelfreies Produkt ersetzt wird (Nachlieferung). Ersetzte Teile bzw. das ersetzte Gerät gehen in unser Eigentum über.
5. Rechte aus dieser Garantie kannst du geltend machen, indem du dich direkt an den Kundenservice über contact@rosental.de wendest (unter Vorlage der Originalrechnung mit Kaufdatum).
6. Für die oben genannten Fälle, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, werden wir entscheiden, ob eine Reparatur möglich ist, dir eine Reparatur anbieten und dann Teile sowie Reparaturkosten entsprechend in Rechnung stellen.
7. Diese Garantie gilt nur für Produkte, die von Verbrauchern für private Gebrauchszwecke gekauft und verwendet werden, nicht für industrielle und gewerbliche Nutzung.
8. Diese Garantie gilt für Geräte, die innerhalb der europäischen Union gekauft und betrieben werden
9. Garantieleistungen führen weder zu einer Verlängerung der bestehenden Garantiefrist noch zum Beginn einer neuen Frist. Die Garantiezeit für ersetzte oder eingebaute Teile endet gleichzeitig mit der Garantiefrist des gesamten Produkts.
10. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
11. Garantiegeber (Hersteller & Inverkehrbringer):
Rosental Organics GmbH,
Rosa-Luxemburg-Str. 14
10178 Berlin, Germany


Enjoy every moment with your
BeautyDock+™ | All-in-One Skin Device with
EMS and Red Light from Rosental Organics!

Before using your new tool, please read these instructions carefully and keep them for future reference.

To ensure that you use this product correctly, please read all safety instructions carefully before using it. The safety instructions will help you to use this product correctly to avoid personal injury or property damage to yourself or others. You will find the safety instructions below. Please observe the relevant regulations!


PRODUCT OVERVIEW

INCLUDED IN THE BOX



PRODUCT OVERVIEW

The LED indicator displays the battery level when the battery is low or while the device is charging.




PRODUCT OVERVIEW

ATTACHMENTS

The function mode switches automatically when you change the attachment.


SCALP ATTACHMENT:

Ideal for relaxing and stimulating scalp care.




FACE ATTACHMENT:

Helps to firm the skin and define facial contours.





BODY ATTACHMENT:

For targeted care and firming of body areas.




Carefully insert the attachment into the corresponding slots in the device until it clicks securely into place. When inserting the attachments, make sure the label „FACE/BODY/SCALP“ is facing downward. To replace an attachment, simply remove the current one and attach the desired one. The device will automatically recognize the new attachment and switch to the corresponding mode.





PRODUCT OVERVIEW

CHARGING BASE



The charging base is not waterproof. Please keep it in a dry place. Never use or charge the device in wet conditions or in the bathroom.



CONTACT CHARGING:

Fully insert the USB-C charging cable connector into the charging port of the base, then place the main unit directly into the charging base. Ensure the device is completely seated in the base. The LED indicator light will turn on, indicating the device is successfully powered.

PLUG-IN CHARGING:

When the USB-C charging cable connector is fully inserted into the charging port of the main unit, the LED indicator light will turn on to indicate the device is powered on and charging.

When all 5 LED indicator lights remain steadily lit, the battery is fully charged.

When the battery is low, the device will vibrate 5 times and the 5 LED lights will flash 5 times.

The device cannot be used while charging.

The product should be charged lying flat on a surface or stored in the charging base.

MODES

The device automatically detects the attached attachment. As soon as you attach your desired attachment (Face, Body, or Scalp), the corresponding mode is automatically activated.

MODES	APPLICATION AREA	USAGE TIME	USAGE RECOM-MENDATIONS	INTENSITY LEVELS
FACE	Face and neck	10 Minutes	3-4 times per week for no more than 20 minutes each time	5 Intensity levels
BODY	Body (arms, thighs, back, abdomen, etc.)	10 Minutes	3-4 times per week for no more than 20 minutes each time	
SCALP	Scalp	10 Minutes	Use once a day for no more than 30 minutes	

NOTICE: BEFORE USE

- The sensation of warmth, mild electrical pulses or vibrations during the use of the **BeautyDock+™** is normal and intentional. These technologies activate the skin cells, promote collagen production, and support scalp health.
- Before each use, check the **BeautyDock+™**. The device should not be used if it shows obvious signs of damage. If the device is damaged due to shocks or falls, stop using it immediately. If the tool is damaged due to shocks or falls, please do not continue to use it.
- The device cannot be operated during the charging process. Only use the included charging base and cable to charge the **BeautyDock+™**. The controller's indicator light blinks during charging. Do not twist, bend, forcibly pull out, wrap, or otherwise damage the charging cable, as this could lead to fire or short circuit. If the charging cable is damaged or becomes hot, stop using it immediately.
- Do not store the device near fire sources or at very high ambient temperatures. Keep the tool away from strong electromagnetic fields, such as induction fields, during use. Avoid contact with strong electromagnetic fields, such as those produced by induction devices.

NOTICE: BEFORE USE

- Direct applications to the eyes, eyeballs, wounds, plastic parts, neck, larynx, or over the heart should be avoided. To protect your eyes: Do not look directly into the LED light. Ensure that the LED lights do not shine into your eyes during use. If improper use or use of the product leads to unwanted skin reactions or other discomfort, it is recommended to seek medical advice.
- The LED red light therapy works in the dermis, where the energy is precisely confined to a safe area and does not harm the skin.
- The device should not be immersed in water or other liquids.
- This product is not suitable for children, pregnant or breastfeeding women, individuals with allergies, skin injuries, eczema, swelling, skin diseases, atopic dermatitis, or sensitive skin. Likewise, people with mental illnesses, pacemakers, or other devices, individuals with fever, heart diseases, severe or acute illnesses, malignant tumors, tuberculosis, or blood disorders should not use this device.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children (0-8 years old) and ensure that they do not perform any maintenance or cleaning on the device.
- Do not alter, disassemble, or repair the device yourself. For repairs, please contact the distributor or manufacturer directly. Do not use accessories that are not part of the supplied contents.
- This product is an electronic device for home use, not a medical device, and is not intended for diagnostic or therapeutic purposes.


APPLICATION: BEFORE FIRST USE

Perform a sensitivity test before your first application:

1. Place the **BeautyDock+™** on your inner arm.
2. Press and hold the ON/OFF button until the lights turn on, and allow the device to complete the full treatment program.
3. Make sure to test the device at the lowest setting.
4. If your skin feels too hot or uncomfortable at any point, turn off the device immediately and remove it.
5. Wait at least 6 hours after the treatment. If redness or itching occurs on your inner arm, the **BeautyDock+™** may not be suitable for you. Please consult your doctor before use.




This product conducts electricity by making contact with the skin using both positive and negative electrodes simultaneously. Effective stimulation occurs when the electrode needle or the entire electrode touches the skin.




When using the Face Attachment:

Try to apply the treatment surface as fully as possible to the skin, and avoid floating it during treatment.



When using the Body Attachment:

Try to keep the treatment surface as close to the skin as possible, and avoid floating.




When using the Scalp Attachment:

Try to fit the entire side of the brush head to the scalp and avoid floating during treatment.


MODE 1:

FACE

1. After attaching the face attachment, press and hold the power button for 1.5 seconds to turn on the device. The red and infrared lights will turn on.
2. Shortly press the power button to start the treatment. It is recommended to start with intensity 1 and adjust the level according to your skin's sensitivity. The intensity cycles in the order: „1-2-3-4-5-1-2...“.



3. Facial Massage Techniques: Follow the illustrated steps for massage. Steps ① to ④ form one complete cycle. Repeat the steps 2 to 3 times on each side of the face. The total treatment time for both sides of the face is about 10 minutes. When the treatment ends, the device will vibrate twice and automatically turn off.




- ① **Forehead:**
Move in a Z-shaped motion from between the eyebrows toward the temples.
- ② **Cheeks:**
Glide from the corners of the mouth toward the ears.
- ③ **Smile Lines:**
Glide upwards along the smile lines, then move toward the temples.
- ④ **Jawline:**
Move from the chin toward the earlobes.




4. To power off, press and hold the power button for 1.5 seconds again, then remove the face attachment.

MODE 2: BODY

1. After attaching the body attachment, press and hold the power button for 1.5 seconds to turn on the device. It will vibrate briefly, and the red LED light will turn on to indicate startup.
2. Short-press the power button to start the treatment. It's recommended to begin with intensity 1 and adjust the intensity according to your skin's sensitivity. The intensity levels cycle in the following order: "1-2-3-4-5-1-2..."




3. Point-Press Massage Technique: Using the shoulders and neck as an example (see illustration), follow these steps: Steps ① to ③ form one complete massage cycle. Hold each pressure point for about 8 seconds, and repeat the full cycle 2–3 times per side. The total recommended treatment time for both sides is around 10 minutes. After the session, the device will vibrate twice and automatically power off.



- ① **Shoulders:**
Start from the base of the neck and press outward toward the arms.
- ② **Neck:**
Apply steady pressure downward along the nape of the neck.
- ③ **Upper back (trapezius area):**
Start at the neck base and press outward toward the trapezius muscle.

MODUS 2: KÖRPER


4. Sliding Massage Technique: For other body areas, you can use the following techniques (see illustration):
-






- ① **Abdomen:**
Glide slowly from bottom to top to firm the area.
- ② **Glutes:**
Glide slowly upward to ease nerve tension.
- ③ **Legs:**
Glide slowly from the inside outward and from bottom to top to tone the legs and relieve muscle tension.
- ④ **Arms:**
Glide slowly from the inside outward and from bottom to top to shape the arms and ease muscle tension.
-
5. After completing your massage, press and hold the power button for 1.5 seconds to power off, then remove the body attachment.

MODE 3: SCALP

1. After attaching the scalp attachment, press and hold the power button for 1.5 seconds to turn on the device. It will vibrate briefly, and the red LED light will turn on to indicate startup.
2. Short-press the power button to start the treatment. It's recommended to begin with intensity 1 and adjust the intensity according to your skin's sensitivity. The intensity levels cycle in the following order: "1-2-3-4-5-1-2..."



3. Scalp Massage Technique: As shown in the illustration, follow these three steps for a full massage cycle: Each section should take about 8–10 seconds. Repeat the entire cycle 2–3 times per side. The total care time for the whole scalp is about 10 minutes. Once finished, the device will vibrate twice and automatically turn off.




- ① Slowly comb backward from the temples.
- ② Move slowly in a gentle zigzag pattern from the temples to the area above the ears.
- ③ Glide slowly from the crown of your head down to the back of the head, keeping the brush close to the scalp.

4. After the massage, press and hold the power button for 1.5 seconds to turn off the device and remove the scalp attachment.

The device will automatically power off if left idle for 3 minutes in standby mode.

Tips:

1. Do not look directly into the red light for extended periods to avoid eye damage.
2. Do not use the metal comb teeth near the eye area to prevent eye injury.
3. The recommended treatment duration per area is at least 10 minutes, up to a maximum of 30 minutes.
4. After use, gently wipe the device with a damp paper towel or soft cloth.



CLEANING AND STORAGE

To ensure optimal performance and extend the lifespan of the device, always place it back into the charging base after each use. This helps prevent dust buildup and accidental damage.

To clean the device, gently wipe the main unit with a soft, damp cloth.

The attachments can be rinsed with water if necessary, then dried with a soft cloth.

Please note: The base is not waterproof. Before cleaning the base, unplug the power supply and wipe it gently with a soft, damp cloth.

BATTERY

The **BeautyDock+™** is powered by an integrated rechargeable lithium polymer battery, which must be properly recycled at the end of its life cycle. Please always follow the correct instructions below when charging the battery:

1. Fully connect the supplied Type-C charging cable to the charging port of the device. During the charging process, the intensity indicator will start flashing, starting with the first level. The battery is fully charged as soon as all three intensity/battery status indicators are permanently lit. A full charge takes about 2 hours.
2. Charge the device in good time if the battery is low. This is indicated by all mode and intensity indicators flashing five times and five signal tones.
3. Disconnect the device from the power source after fully charging to avoid overcharging, which can affect battery life.
4. The device cannot be operated during the charging process.
5. Only charge the device at ambient temperatures between 0°C/32°F and 40°C/104°F. An ambient temperature of 10°C-30°C is recommended. Note that the charging process may be slower in an environment below 10°C or when charging via a computer.
6. Lay the device on its side while charging and avoid charging in humid environments.
7. If it is not used for a longer period of time, it is recommended to fully charge it every 3 months to prevent damage to the battery.

CAUTION!

1. The following persons should not use this product:
 - People under 18 years old
 - Pregnant or breastfeeding women
 - People with allergies
 - People with skin injuries, eczema, swelling, skin diseases, atopic dermatitis or sensitive skin
 - People with any pre-existing inflammation
 - People with mental illnesses and impaired mental abilities
 - People with a pacemaker or other devices
 - People with fever and other physical abnormalities, heart disease, serious illnesses, acute illnesses, malignant tumours, tuberculosis, blood and blood pressure disorders and other symptoms
 - People with epilepsy or a history of skin cancer (consultation with a doctor is required before use)
 - People with any existing inflammation or pre-existing conditions
2. Do not use it on eyes, eyeballs, wounds, plastic parts, anterior neck or larynx, tumours, eczema, over the heart, etc.
3. Do not use the tool in case of any pre-existing inflammations or other illnesses.
4. Avoid using the device after recent injuries, surgeries, or aesthetic treatments, including neurotoxin treatments, dermal fillers, microneedling, laser treatments, and chemical peels, until the skin has fully healed.
5. After aesthetic treatments such as fillers, hyaluronic acid, Botox, etc., consult your doctor before use.
6. If you experience discomfort during use, stop immediately and seek medical advice.
7. Please do not exceed the recommended usage time.
8. The different modes of the **BeautyDock+**™ can generally be used in succession, but ensure that the total application time is not exceeded.
9. If you have sensitive skin, consult a dermatologist before the first use.
10. Individuals who are allergic to light or have light allergies due to medication use should not use this device
11. Do not look directly into the LED light for an extended period, as this may cause eye damage.
12. If redness or swelling of the skin lasts longer than 2 hours, discontinue use and contact a medical professional.
13. Do not use the device on open wounds.

CAUTION!

14. Do not use the device on painful, raised, crusty, or bleeding skin. This could be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
15. Use the **BeautyDock+™** only for the conditions specified in the application guidelines. The device has been tested exclusively for these listed conditions, and the risks for other conditions are unknown.
16. Your skin may become more sensitive to sunlight for two or three days—wear a hat or apply sunscreen.
17. Avoid contact with water during use.
18. Make sure your hands are dry when connecting or disconnecting the charging station.
19. Do not store the tool near a fire source, heat it, or use it in very high ambient temperatures. Store it in a normally tempered, dry, and well-ventilated place.
20. If the tool is damaged due to shocks or falls, do not continue using it.
21. Do not modify, disassemble, or repair the tool yourself. For repairs, please contact the distributor or manufacturer directly.
22. Prevent the internal battery from coming into contact with skin, eyes, or mouth. If exposed to battery fluids, wear protective gloves and seek medical assistance in case of skin or eye contact.
23. Do not use accessories that are not included in the original package.
24. Do not twist, bend, forcibly pull out, wrap, or otherwise damage the charging cable, as this could cause fire or a short circuit. If the charging cable is damaged or becomes hot, stop using it immediately.
25. Avoid operating the device under blankets or pillows to prevent excessive heat buildup and potential fire hazards.

CARE AND MAINTENANCE

1. Fully charge the device before using it for the first time.
2. Avoid washing the device with a strong jet of water or immersing it directly in water.
3. Do not use steel wool, alkaline cleaning agents, abrasive cleaning agents, alcohol, thinner, petrol, nail polish remover or other corrosive liquids for cleaning.
4. The device uses lithium batteries. Please do not place or store it in a humid or high-temperature environment for long periods of time.
5. If the tool is not used for a long time, it should be switched on regularly and recharged every three months to check its functionality. Before prolonged periods of non-use, clean the tool and store it in a closed and dry place.
6. Do not open the tool, batteries or charger as this may result in a risk of electric shock, fire or exposure to battery chemicals. Disassembly or incorrect reassembly will invalidate the warranty.
7. Only use the specified cleaning products to avoid damage.

DISPOSAL

Before disposal, dismantle the tool properly and remove the battery from the remote control. First, turn off the power supply.

Carefully disconnect the battery connector from the circuit board and remove the battery.

Dispose of the battery separately from the housing properly at a recycling station according to local guidelines.



This symbol indicates that batteries and accumulators must not be disposed of with regular household waste. You are legally obligated to return them free of charge to a publicly authorized collection point or to collection points set up by distributors for recycling at the end of their lifespan.

Batteries and accumulators that are not firmly enclosed in the device and can be removed without destruction must be separated and disposed of in a discharged state according to the designated disposal method. The recycling and proper disposal of old devices and batteries are important contributions to protecting our environment. Improper disposal can lead to toxic substances entering the environment, which can have harmful effects on humans, animals, and plants.

Below are some best practices and recommendations to extend the lifespan of your batteries and accumulators and enable their reuse:

- Charge your batteries properly and fully to maximize their lifespan. Fully discharge them with a suitable charger if necessary before recharging.
- Consider using rechargeable batteries. These can be reused and recharged multiple times, reducing the amount of battery waste.
- Always use the correct type of batteries for your devices. Improper usage can shorten battery life and may have harmful effects.

Always follow safety instructions when handling used batteries. Lithium-containing used batteries (Li = Lithium) pose a high fire hazard. Therefore, special attention must be paid to the proper disposal of lithium-containing used batteries and accumulators. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can result in a fire or explosion and have serious consequences for humans and the environment. To prevent a short circuit, tape over the terminals or contacts of the battery before disposal.

TROUBLESHOOTING

If a malfunction occurs during operation, please contact the customer support directly via **contact@rosental.de** and do not disassemble and attempt to repair it by yourself.

WARRANTY

The following conditions, which describe the requirements and scope of our warranty service for the product **BeautyDock+™** | All-in-One Skin Device with EMS and Red Light by Rosental Organics, do not restrict your statutory rights in the event of product defects. You may exercise these statutory rights free of charge, regardless of this warranty. In addition, we grant end users of the product a warranty under the following conditions:

1. We will, free of charge and in accordance with the following conditions (clauses 2 to 9), remedy defects in the product that can be proven to be due to material and/or manufacturing faults, provided such defects are reported immediately upon discovery and within 12 months of delivery to the original end customer.
2. Product defects or damage caused by human error, misuse, or improper use (contrary to this instruction manual) are excluded from the warranty.
3. Severe impacts or collisions, excessively high or low power supply voltages, as well as product defects or damage caused by unavoidable circumstances, are excluded from the warranty.
4. The warranty service will be provided at our discretion either by (i) repairing the defective parts of the product free of charge or replacing them with flawless parts (repair), or (ii) replacing the product with a defect-free one (replacement). Replaced parts or devices become our property.
5. You can claim rights under this warranty by contacting customer service directly at [**contact@rosental.de**](mailto:contact@rosental.de) (with presentation of the original invoice showing the purchase date).
6. For the above-mentioned cases not covered by the warranty, we will decide whether a repair is possible, offer you the repair, and then invoice you accordingly for parts and repair costs.
7. This warranty applies only to products purchased and used by consumers for private purposes, not for industrial or commercial use.
8. This warranty applies to devices purchased and operated within the European Union.
9. Warranty services do not extend the original warranty period nor initiate a new period. The warranty period for replaced or repaired parts ends at the same time as the warranty period for the entire product.
10. This warranty is governed by the laws of the Federal Republic of Germany.
11. Warranty provider (Manufacturer & Distributor):
Rosental Organics GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 14,
10178 Berlin, Germany

LIEFERUMFANG | SCOPE OF DELIVERY

1x BeautyDock+™ | All-in-One Skin Device
1x USB-C Ladekabel | 1x USB-C Charging Cable
1x Bedienungsanleitung | 1 x Manual
1 x Aufsatz für das Gesicht | 1 x Face Attachment
1 x Aufsatz für den Körper | 1 x Body Attachment
1 x Aufsatz für die Kopfhaut | 1x Scalp Attachment
1x Aufbewahrungsbox | 1 x Storage Box
1x Aufbewahrungsbeutel | Travel Bag

SPEZIFIKATION | SPECIFICATION

Produktmodell | Product Model

RO-0001

Ladespannung/-strom | Charging Voltage/Current

5V / 2A

Batterie | Battery

Lithium-Batterie 2500mAh | Lithium battery 2500mAh

Nennleistung | Rated Power

10W

LED Lichter | LED Lights

660nm Red Light

LLLT Lichter | LLLT Lights

670 nm

Wasserdichtigkeit | Waterproof level

Haupteinheit | Main Unit IPX2

Aufsätze | Attachments IPX6

Ladestation nicht wasserfest | Charging Base not waterproof

Produktmaterial | Product Material

ABS / Polycarbonat / Metall | ABS / Polycarbonate / Metal

Produktabmessungen | Product Measurements

195x36x36mm (Haupteinheit | Main Unit)

81x37x33mm (Aufsatz für das Gesicht | Face Attachment)

81x37x31mm (Aufsatz für den Körper | Body Attachment)

81x37x42mm (Aufsatz für die Kopfhaut | Scalp Attachment)

Produktgewicht | Product Weight

206g (Haupteinheit | Main Unit)

70g (Aufsatz für das Gesicht | Face Attachment)

71g (Aufsatz für den Körper | Body Attachment)

72g (Aufsatz für die Kopfhaut | Scalp Attachment)

Herkunftsland | Country of Origin

Made in China